

Technische fiche face shield

Materiaal

Houder:

acrylaat 2-4mm dikte laser gesneden

Schermb:

Crystal Clear PVC 300 micron transparant

Elastiek:

SAMENSTELLING• 58% polyester, 42% elastische vezel



Opbouw

Het scherm wordt in de acrylaathouder geschoven. Het scherm kan gereinigd of vernieuwd worden.

De elastiek kan op maat getrokken worden.

Gebruik:

Het face shield wordt op het hoofd geplaatst, zodat het rust op het hoofd. Dit zorgt voor minder druk op het hoofd. Het is niet de bedoeling het boven de oren te dragen.

Prijs:

Op basis van offerte

